

DESINFETANTE PARA ROUPAS HOSPITALARES

Master Bac Hypoclor

 **LAUNDRY CARE**

MASTER BAC HYPOCLOR é um alvejante clorado líquido, com formulação balanceada que alia a remoção de manchas dos tecidos com alto poder de desinfecção dos mesmos. Sua estabilidade química o faz manter-se eficaz mesmo após longos períodos de estocagem. Eficiente poder alvejante através de seu alto teor de cloro ativo, mantendo-se ativo do início ao fim da etapa de alvejamento. Proporciona economia no processo de lavagem, por ser altamente eficiente mesmo aplicado a baixas dosagens. Sua aplicação no processo Laundry Care Ecomaster contribui para menor desgaste dos tecidos, além de diminuir riscos de contaminação devido sua ação anti-microbiana.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aparência: Líquido móvel

Cor: Amarelo, Límpido

Odor: Característico de Cloro

pH puro: 12,5 - 13,5 pH Sol. 1%: Min. 9,5

Densidade: 1,160 - 1,210 g/ml

Teor de Cloro ativo: 8,0 - 10,5%

COMPOSIÇÃO

Ingrediente Ativo, Bactericida, Estabilizante, Veículo.

Princípio ativo: Hipoclorito de sódio

FINALIDADE

MASTER BAC HYPOCLOR é formulado para remoção de manchas de sangue, medicamentos, sucos, chá, café, etc. Indicado para tecidos de algodão e algodão/poliéster brancos e de cores firmes. Utilizado para alvejar e desinfetar tecidos, por ser eficiente contra amplo espectro de microorganismos, diminuindo riscos de contaminação cruzada.

MODO DE USAR

Dosagem: 4 a 14 mL de MASTER BAC HYPOCLOR por quilo de roupa seca. Utilizar dosadores automáticos ECOMASTER.

Temperatura: Baixa (máximo 45°C).

Tempo de operação: mínimo de 10 minutos.

ECOMASTER
POR UM MUNDO MAIS LIMPO



FICHA TÉCNICA

PRECAUÇÕES DE USO

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância. Se ingerido, consulte de imediato o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde mais próximo. Evite o contato com a pele e os olhos. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Caso necessite de informações adicionais entre em contato com o Centro Toxicológico pelo telefone 0800 - 0148110. Não reutilizar a embalagem vazia.

EMBALAGEM

Bombona plástica 20 litros, Bombona plástica 50 litros.

CONSERVAÇÃO

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e seco. Devem ser evitadas temperaturas extremas. **NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO.**

ECOMASTER QUÍMICA IND. E COM. LTDA
RUA JOAQUIM THOMAZ DA SILVA, 521
BAIRRO JARDIM MARACANÃ
UBERABA MG CEP 38041 097
(34) 3311 2005 I WWW.ECOMASTER.IND.BR
ecomaster@ecomaster.ind.br
CNPJ - 05.642.412/0001-49
NºAut. MS - 3.04.145-2
PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA/MS Nº - 341450028