Desinfetante para Indústria Alimentícia e Afins





Exclusivo Sistema Easy 2 Dose:

- Simples de instalar e fácil de usar;
- Seguro, embalagem inviolável.
- Elimina erros de diluição. Já vem com a diluição pré definida;
- Dispensa manutenção.

MASTER KILLER 5 é um desinfetante à base de quatenário de amônio de quinta geração, próprio para aplicação em diferente tipos de superfícies encontradas em cozinhas industriais, áreas de manipulação de alimentos diversas, frigoríficos, laticínios e indústrias alimentícias e de bebidas em geral. Indicado para desinfecção de equipamentos abertos e superfícies em geral.





CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aparência: Líquido móvel Cor: Incolor / Amarelo Claro

Odor: Característico

pH puro: 6,0 - 8,0 ph Sol. 1% 6,0 a 8,0 Densidade: 0,980 a 1,000 g/ml

Teor de Quartenário de Amônio: 10% p/p.

COMPOSIÇÃO

Ingrediente Ativo, Veículo.

Princípio Ativo: Mistura de Cloreto de Alquil Dimetil Benzil

Amônio/Cloreto de Didecil Dimetil Amônio - 10% p/p.

FINALIDADE

MASTER KILLER 5 é um desinfetante à base de quaternário de amônio de quinta geração, próprio para aplicação em diferentes equipamentos, encontrados em áreas de manipulação de alimentos em cozinhas industriais, indústrias de alimentos, bebidas em geral, indústrias farmacêuticas e de cosméticos. Ação Bactericida comprovada frente as cepas:

- Escherichia coli
- Salmonella choleraesuis
- Staphylococus aureus

MODO DE USAR

Escolha a posição adequada do diluidor:



Posição Espuma Desinfetante (aplicação direta):

Diluição 1:222 (0,45%). Aplicar diretamente sobre as superfícies, previamente limpas, deixar agir por 10 minutos e enxaguar se necessário.



Posição Enxágue (aplicação direta):

Enxaguar com água suficiente, se necessário.

PRECAUÇÕES DE USO

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância. Se ingerido, consulte de imediato o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde mais próximo. Evite o contato com a pele e os olhos. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Caso necessite de informações adicionais entre em contato com o Centro Toxicológico pelo telefone 0800 - 0148110. Não reutilizar a embalagem vazia.

EMBALAGEM

Embalagem Easy 2 Dose 3 litros.

CONSERVAÇÃO

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e seco. Devem ser evitadas temperaturas extremas. NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO.

ECOMASTER QUÍMICA IND. E COM. LTDA RUA JOAQUIM THOMAZ DA SILVA, 521 BAIRRO JARDIM MARACANÃ UBERABA MG CEP 38041 097 (34) 3311 2005 **WWW.ECOMASTER.IND.BR**

ecomaster@ecomaster.ind.br

CNPJ - 05.642.412/0001-49 N°Aut. MS - 3.04.145-2

PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA/MS Nº - 341450062